

ShockMaster 300

Terapie rázovou vlnou


Moderní metoda pro zlepšení stavu celulitidy, ochablé pokožky a redukci strií.



Celulitida – neboli “pomerančová” kůže nepředstavuje zdravotní riziko a není zdraví škodlivá, ale působí neesteticky a představuje pro mnoho žen nepříjemný problém zejména v letních měsících. Častěji bývají postiženy ženy vyššího věku s nadváhou, ale nevyhýbá se ani štíhlým a mladým dívkám. S věkem dochází k úbytku kolagenu, k ochabnutí pokožky a při nepoměru mezi tvorbou tukových buněk a jejich odbouráváním se tukové buňky rozpínají směrem nahoru k ochablé pokožce, tím vzniká typický efekt „pomerančové kůže“. **Rázové vlny uvolňují a zlepšují elasticitu pojivové tkáně a podporují tvorbu kolagenu, současně zpevňují pokožku a rozpouštějí tukové buňky.**

Účinky při léčbě CELULITIDY A STRIÍ

V ošetřené oblasti dochází ke zlepšení stavu pokožky, jejímu zpevnění, napnutí, vyhlazení a odstranění celulitidy a strií. Akustické vlny mají pozitivní účinek na mikrocirkulaci, výživu tkání a lymfatický systém.




Před zákrokem

Tukové buňky vytvářejí tlak směrem na ochablý povrch pokožky, což způsobuje efekt pomerančové kůry.



V průběhu

Akustické vlny uvolňují pojivovou tkáň, podporují tvorbu kolagenu, zpevňují pokožku a rozpouštějí tukové buňky.



Po zákroku

Výsledkem je větší pevnost a přirozená elasticita pokožky spolu s dlouhotrvající změnou struktury povrchu pokožky.

Aplikace

Na problémovou partii se nanese kontaktní gel, aby rázové vlny pronikaly lépe do pokožky. Samotná aplikace rázových vln se pak provádí speciálním aplikátorem dle stanoveného postupu. Zákrok je neinvazivní a bezbolestný. Vhodné je výkon opakovat alespoň jedenkrát týdně. Na dosažení viditelného zlepšení je třeba 6-10 sezení v 1-2 týdenních intervalech, podle stavu a rozsahu změn.

Účinky

- léčba celulitidy
- prevence vzniku celulitidy
- zmenšení lokalizovaných ložisek tuku
- zpevnění ochablé pokožky
- tvorba kolagenu
- neinvazivní a bezbolestné
- žádná omezení po zákroku



Před

Po zákroku

ShockMaster 300

- Vestavěný tichý kompresor
- 7" barevný dotykový displej
- Aplikátory 15mm a D – Actor 20 mm
- Frekvence: 1 – 15 Hz
- Tlak: 1 - 4bar;
- Váha přístroje: 11 kg
- Rozměry 42 x 38 x 18 cm
- Napájení: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

