



Multi Dopplex II



Rheo Dopplex II



Maxi Dopplex II



Dopplex Printa



Dopplex Reporter

Tužkové dopplery a PPG systémy pro vyšetření cévního systému, jednosměrné i bi-direkcionální, s displejem pro znázornění průtoku krve. Pro vysoce kvalitní analýzu a tisk křivky je možné propojení s programem Dopplex Reporter, nebo s termotiskárnou Dopplex Printa II pro on-line tisk křivek. K dispozici je široká škála výměnných sond pro cévní i fetální použití. Přístroje Dopplex lze použít i pro intraoperativní diagnostiku.

Mini Dopplex

- základní jednosměrná vyšetřovací jednotka pro měření ABPI při léčbě bérceových vředů
- bez displeje a sériového portu

Multi Dopplex II

- bi-direkcionální jednotka
- pro vyšetření PAD, diabetické nohy, cévních komplikací

Rheo Dopplex II

- bi-direkcionální jednotka
- digitální plethysmografie (PPG)
- komplexní cévní a tepenné vyšetření
- pro DVT a CVI screening, měření ABPI

Maxi Dopplex II

- bi-direkcionální stolní jednotka
- pro vyšetření PAD, diabetické nohy, cévních komplikací
- síťové i bateriové napájení

Přístrojové sestavy:

Diabetic Foot Set

- sestava pro vyšetření diabetické nohy
- detekce neuropatií, ABPI, TBPI
- Multi Dopplex II jednotka, 8MHz sonda, Neuropen, manžety, manometr

ABPI Set

- sestava pro měření ABPI
- Multi Dopplex II jednotka, Easy8 a 5MHz sonda, manžety, manometr

Intraoperative Set

- sestava pro intraoperativní použití
- Multi Dopplex II jednotka, 3 intraoperativní sondy

Software Dopplex Reporter

- on-line zobrazení, analýza a tisk vyšetření
- databáze pacientů
- software v českém jazyce
- propojitelné s Multi Dopplex II, Rheo Dopplex II, Maxi Dopplex II, Diabetic Foot Set, ABPI Set



DOPPLEX® ASSIST



Stolní dopplery pro komplexní cévní a tepenné vyšetření. Vysoce kvalitní stereo audio signál. Displej pro zobrazení křivky s plnobarevnou spektrální analýzou. Možnost bezdrátového propojení s programem Dopplex AR2 pro komfortní analýzu a správu dat.

Vascular Assist Bi-Lateral

- Assist jednotka s vaskulárním modulem
- kompletní systém pro bilaterální vyšetření vaskulárního systému

Vascular Assist

- Assist jednotka s vaskulárním modulem
- vyšetření PVD, CVI, DVT, diabetická noha, venózní reflux, penis, TBPI, ABPI

Spectral Assist

- Assist jednotka s doppler modulem
- vyšetření PVD, ABPI, penis, venózní reflux

Diabetic Assist

- Assist jednotka s PPG modulem
- vyšetření PVD, CVI, DVT, diabetická noha, TBPI, ABPI

Venous Assist

- Assist jednotka s PPG modulem
- konfigurován pro dvoukanálové měření VPPG
- vyšetření PVD, CVI, DVT, diabetická noha, TBPI, ABPI

Výměnné sondy:

Easy 8 - nová, vysoce citlivá 8 MHz sonda s technologií „Wide Beam“ pro snadnější lokalizaci cév.

VP 4HS - citlivá 4 MHz sonda pro detekci hluboko umístěných cév.

VP 5HS - citlivá 5 MHz sonda pro vyšetřování edematózních končetin a pro detekci hluboko umístěných cév.

VP 8HS - vysoce citlivá 8 MHz sonda vhodná pro snazší detekci periferních cév a kalcifikovaných artérií.

VP 10HS - vysoce citlivá 10 MHz sonda vhodná pro snazší detekci povrchových cév u speciálních aplikací.

IOP 8 - nová, vysoce citlivá 8 MHz intraoperativní sonda. Možnost opětovné sterilizace.

KARDIO-LINE, spol. s r.o.

Antonínská 5, 602 00 Brno

+420 541 214 456

+420 541 214 441

e-mail: kardioline@kardioline.cz

<http://www.kardioline.cz>



Vascular Assist



Dopplex AR2

Product Applications

Module	Bi-Lateral	Vascular	Spectral	Diabetic	Venous
ABPI for PVD	•	•	•	•	•
Diabetic Foot	•	•	•	•	•
Venous Insufficiency	•	•	•	•	•
Screening for DVT	•	•	•	•	•
Venous reflux	•	•	•	•	•
Penile blood flow	•	•	•	•	•
Exercise test	•	•	•	•	•
Dual PPG Capability	•	•	•	•	•
Assist Reporter compatible	•	•	•	•	•
General Test	•	•	•	•	•

• = standard

○ = optional