



COMBI 200L



PULSON 200



PULSON 100



MYO 200

## COMBI 200L

- ⇒ elektroterapie: 2 nezávislé kanály, pro posilování svalů, diagnostiku, TENS, NMES
- ⇒ 2- a 4- pólová interference
- ⇒ dipólový vektor
- ⇒ Han Stim
- ⇒ iontoforéza
- ⇒ ultrazvuk
  - kontinuální a pulzní
  - multifrekvenční UZV hlavice (1 a 3 MHz), 4 cm<sup>2</sup>, 1 cm<sup>2</sup>\*
- ⇒ laser
  - 3B, pulzní, infračervený, Ga-As, vlnová délka 904 nm
  - 2 diodové sondy\*: Mono (70,5 mW, 2-30000 Hz), Cluster (4 × 13,5 mW, 2-5000 Hz)
- ⇒ simultánní terapie: léčba dvou různých indikací pomocí elektroterapie a ultrazvuku
- ⇒ kombinovaná terapie: léčba jednoho poranění pomocí kombinace elektroterapie a ultrazvuku
- ⇒ přeprogramované diagnózy, programovatelná paměť
- ⇒ možnost použití s vakuovou jednotkou VACO 200

## COMBI 200

- ⇒ shodné jako COMBI 200L bez laseru

## DUO 200

- ⇒ kompletní elektroterapie, shodné jako COMBI 200L bez laseru a UV

## PULSON 200

- ⇒ ultrazvuková terapie, kontinuální a pulzní
- ⇒ multifrekvenční UZV hlavice (1 a 3 MHz) 4 cm<sup>2</sup>, 1 cm<sup>2</sup>\*

## PULSON 100

- ⇒ ultrazvuková terapie, kontinuální a pulzní
- ⇒ UZV hlavice 1 MHz, 4 cm<sup>2</sup>, 1 cm<sup>2</sup>\*

## MYO 200

- ⇒ EMG a tlakový feedback, elektroterapie a elektrodiagnostika
- ⇒ elektroterapie:
  - 2 nezávislé kanály
  - 85 indikací a 23 cílů terapie, 6 diagnostických programů, 51 programů pro rehabilitaci svalů pánevního dna, 15 pro svalovou rehabilitaci
- ⇒ kombinace elektro stimulace s EMG nebo tlakovým feedbackem
- ⇒ komplexní nabídka sond (vaginální, anální, rektální, tlakové i elektrostimulační)
- ⇒ **výborné výsledky při léčbě inkontinence**